


Pesuruumi puhastusvahend EC9

Ülimalt kontsentreeritud desinfitseerimisvahend ja katlakivieemaldaja



Tugeva lõhnaga, mitmesugustele pindadele sobiv happeline puhastusvahend. Tapab bakterid ja pärmseene ning viirusiidsse toimega ümbrisega viiruste suhtes (nt koroonaviirused).

Vastab standardite EN 16777 ja EN 14476 nõuetele; tõhus ümbrisega viiruste, sealhulgas koroonaviiruse vastu.



Väikese keskkonnamõjuga -
www.evansgreentick.com



- Ideaalne valamute, vannide, duširuumide, tualettide ja keraamiliste plaatide desinfitseerimiseks ja neilt katlakivi eemaldamiseks.
- Vastab ka standardite EN 1276, EN 16615 ja EN 1650 nõuetele; mikrobioloogiline profiil saadaval.
- Sobib kasutamiseks portselanil, roostevabal terasel, kroomil ja keraamilistel plaatidel.
- Piisab vähesest; väga ökonoomne.
- Iseloomulik kauapüsiv lõhn.
- Saadaval kantavas, mugavalt käsitsetavas 1-liitrisel pudelil, millel on 10 ml doseerimiskork.
- 1 liitrist piisab kuni 100 pihustuspudeli lahusega täitmiseks.
- 5-liitrine kanister kasutamiseks dosaatoriga e:dose või 1-liitrisel doseerimispudeli täitmiseks.
- Pealmise sildi all on mitmekeelne silt.

DOSEERIMINE: Vajutage üks kord dosaatori e:dose nupule, et doseerida 10 ml kontsentrati või kasutage 1-liitrisel pudelil 10 ml doseerimiskorki.

PESURUUMIDE DESINFITSEERIMINE JA KATLAKIVIEEMALDUS:

VASTAB NÕUETELE (täpsemat teavet vt mikrobioloogilisest profiilist)	LAHUS	KONTAKTAEG
EN 16777 - ümbrisega viirused (sh koroonaviirused)	1:60*	1 min
EN 1276 - bakteritsiidne		

Lahjendage kontsentrati puhta veega.

- Desinfitseerimiseks: 1 x 10 ml doos 600 ml lahuse saamiseks.
- Doosi võib suurendada, et katlakivieemaldus oleks tõhusam.

Enne desinfitseerimist puhastage pinnad.

Kandke pinnale pihustades, tualettipuhastuspudeli, puhta lapi või mopiga.

Jätke pinnale nii kauaks, kuni vajalik kontaktaeg on möödunud. Pühkige puhta lapiga üle ja laske õhu käes

**KASUTAGE DESINFITSEERIMISVAHENDEID OHUTULT.
ENNE KASUTAMIST LUGEGE ALATI LÄBI SILT JA TOOTEINFO.**

*EC9 vastab standardi EN 1276 nõuetele lahjendussuhtes 1:120, kuid kuna seda on 10 ml doseerimiskorgi ja 600 ml pihustuspudeli raske täpselt saavutada, soovitame valmistada 1:60 lahuse. Selline lahjendussuhe eemaldab katlakivi tõhusamalt.

1l

Tellimiskood: A057AEV

Pakend: 4 x 1 liiter (4,77 kg)
Kaubaalus: 75 pakendit

5l

Tellimiskood: A057EEV2

Pakend: 2 x 5 liitrit (11,45 kg)
Kaubaalus: 60 pakendit

TOOTEINFO:

Välimus: läbipaistev tumepunane vedelik
Lõhn: tsitruseline
pH - lahjendamata: 1,6
Säilivusaeg: 3 aastat

KOOSTIS:

Sisaldab kvaternaarse ammooniumiühendi, mittelioonse pindaktiivse aine, sidrunhappe lõhna- ja värvainete segu.

BIOLAGUNEVUS:

Kõik ettevõtte Evans Vanodine toodetes kasutatavad pindaktiivsed ained vastavad kehivatele biolagunevust ja keskkonnakaitset käsitlevatele Ühendkuningriigi ja Euroopa määrustele.

KVALITEEDITAGATIS:

Selle toote on Ühendkuningriigis valmistatud EVANS VANODINE INTERNATIONAL PLC ning sellel on ISO 9001 kvaliteedijuhtimissüsteemi sertifikaat FM 09535 ning ISO 14001 keskkonnajuhtimissüsteemi sertifikaat EMS 506072, mis on registreeritud Briti Standardiinstituutsioonis.

ÜLEVAATAMISE KUUPÄEV:

01/11/21



Evans Vanodine International plc

Brierley Road, Walton Summit, Preston, PR5 8AH, UK
Tel: +44 (0)1772 322200



www.evansvanodine.co.uk